

F - Instructions - Mode d'emploi

Descriptif : ce produit s'installe sur le siège de WC existant. Une fois installé, le produit permet de rehausser la cuvette de 11 cm. Il s'adapte à la majorité des WC standards.

Installation : soulevez la lunette du siège WC, posez directement la rehausse sur le siège et appuyez de haut en bas jusqu'à ce que les gouttières soient enfoncées sur le siège.

Entretien et utilisation : la rehausse Souplless' doit être nettoyée quotidiennement avec un nettoyant crème non abrasif. Elle peut être nettoyée avec des produits non chlorés ou de l'eau et du savon.

Stockage : ne pas stocker la rehausse à l'extérieur, ni à des températures en-dessous de 0° et au-dessus de 45°.

Données techniques : mousse injectée sous peau PVC thermo-formée.

Poids maximum autorisé : 185 kg

Garantie : le produit est garanti 2 ans à partir de la date d'achat contre tout vice de fabrication, dans les conditions normales d'utilisation.

UK/US - Instructions for use

Product description : souplless' is made of one piece : skin made out of PVC plastic and inside made out of foam.

Instructions for use : just put the seat directly on the toilet bowl, after lifting the toilet seat, and push it down to fix it. Please check stability and strenghness before seating.

Maintenance : the toilet raiser has to be cleaned daily with a non-abrasive cream cleaner, with products without chlorine.

Maximum weight supported : 185 kg

Guarantee : limited 2 years, from the date of purchase, against all manufacturing defects in normal use conditions.

E - Instrucciones de uso

Instrucciones : se instalan sobre el inodoro del WC ya existente. Una vez instalado, el elevador permite aumentar la altura del inodoro en 11 cm. Este elevador se adapta a la mayoría de inodoros estandar.

Mantenimiento y utilizacion : el elevador de WC, deba limpiarse a diario, con un producto de limpieza cremoso y no abrasivo, tambien puede ser limpiado con productos sin cloro, o con agua jabonasa.

Datos tecnicos : peso maximo soportado 185 kg. Plastico y espuma.

Garantia : 2 anos a partir de la fecha de compra, contra todo vicio o defecto de fabricacion y condiciones de uso siempre en normales.