


Tabouret de douche Pacific



Un tabouret pratique et sécurisant

▣ Tabouret de douche avec poignées *Pacific*

Un tabouret fonctionnel

- **Réglable en hauteur sur 8 positions** par boutons poussoirs pour s'adapter à toutes les tailles
- Des **encoches aux deux extrémités de l'assise** permettent d'y reposer le pommeau de douche pendant la toilette
- Son **assise arrondie** épouse les formes du corps pour plus de confort
- Muni de **deux poignées** pour faciliter l'assise et le relevé
- Des **embouts antidérapants** aux quatre pieds assurent une stabilité du tabouret
- **Disponible en deux coloris d'assise : bleu et blanc**



Caractéristiques

- Largeur hors-tout : 51 à 53 cm
- Profondeur hors-tout : 43 à 47 cm
- Hauteur hors-tout : 38 à 56 cm
- Dimensions de l'assise : 51 x 30 cm
- Hauteur sol/assise : 35 à 53 cm
- Matière du châssis : aluminium
- Matière de l'assise : plastique
- Coloris de l'assise : bleu ou blanc
- Poids total : 1,9 kg
- Poids maximal supporté : 136 kg
- Conditionnement : **unitaire**

Référence Pacific Bleu	SA 211 2006-BLE18	Code ACL	36643 901 500 0 3
Référence Pacific Blanc	SA 211 2006-BLA18	Code ACL	36643 901 500 1 0



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.