




KALIN

Lit médical et accessoire pour enfant junior

 Formule location CODE LPPR 1283879
avec forfait de mise en service et de reprise du lit
CODE LPPR 1 274047

 Formule achat CODE LPPR 6231746
avec forfait de mise en service
CODE LPPR 1202473

 Matelas simple, lit médical pour enfant
junior CODE LPPR 6229703

 ≤ 70kg



30 à 76 cm



jusqu'à 70°



Mécanique, électrique
et télécommande



Panneaux
et accessoires

Les morphotypes humains et donc ceux des enfants ont évolué


L'évolution majeure est la considération des espaces adaptés aux enfants et adultes avec anatomie atypique. Cela nécessite d'adapter les différentes sections de lit à ces nouvelles tailles. Ainsi notre lit Kalin sera compatible avec les enfants ou adultes présentant une anatomie atypique d'une taille admise de 125 cm à 145 cm.

Ce lit répond aux exigences particulières de sécurité de base et de performances essentielles des lits médicaux pour enfants selon la norme NF EN 50637 : 2017



LES + PRODUIT

- Boîtier de mise en sécurité de la télécommande
- Télécommande à verrouillage sélectif
- Barrières bois de série
- Butée murale de série.
- Hauteur variable de 30 à 76 cm
- Motorisation LINAK
- 3 fonctions électriques



GAMME DE MATELAS ADAPTÉE

Matelas mousse simple ou matelas ALOVA mousse viscoélastique de prévention d'escarre



Barrières bois pleines longueurs de série



BUTÉE MURALE DE SÉRIE



BOÎTIER DE MISE EN SÉCURITÉ DE LA TÉLÉCOMMANDE

Placée derrière le panneau de tête

Désignation	PITCHOUNE KALIN
Sommier	80 x170 cm
Relève-jambes	Plicature des genoux 40.3° et 14.5° réglage des pieds par crémaillères
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 115 kg Poids patient maxi 70 Kg / Accessoires 30 Kg / Matelas 15 Kg
Roues	Ø 100 mm
Motorisation	LINAK IP 54

OPTIONS

