

## Appui de lit latéral Robust



- 823067

- **Repose au sol pour plus de sécurité**
- **Grandes capacités de réglages**

Notre appui de lit latéral Robust permet de sécuriser les personnes au lit pendant la nuit en évitant les chutes, mais surtout de les aider à se relever de leur lit en prenant un appui sûr. Les parties de contact et de prise en main sont capitonnées en mousse agréable et antidérapante.

La partie se glissant entre la matelas et le sommier se règle de 83 à 111,5 cm.

Le porte-main est réglable au-dessus du sommier de 36 à 46 cm. Les pieds se règlent au-dessus du sommier de 41,5 à 52 cm. Largeur totale 50 cm.