

**547 bis**



Coloris stock permanent : **GRIS PASTEL**  
Code article : **1040003S1**  
Code ACL : 3401054008276  
Code GTIN : 3615800001385

Autres coloris :  
Code article : **1040003**  
Code ACL : 3401054007965  
Code GTIN : 3615800001378

Famille :  
**Canne tripode et quadripode**

Description :  
**Canne quadripode acier, finition époxy**

Usage revendiqué :  
Aide à la marche manipulée avec un bras  
Usage intérieur ou extérieur

Classe du dispositif :  
1 (non invasif)

Garantie produit :  
2 ans contre tout vice de fabrication



## Caractéristiques Techniques :

### Dimensions (mm) :

- Hauteur\* mini : 675 mm
- Hauteur\* maxi : 920 mm
- Embase : 325 x 220 mm hors tout
- Epaisseur poignée : 23 mm

\* position médiane sur poignée

### Description technique :

- Embase : tube acier Ø 20 x 1 mm - Finition époxy – 2 positions de réglage
- Rallonge : tube alu anodisé 17.2x1.35mm – 8 positions de réglage (tous les 25 mm) – réversible gauche droite.
- Blocage position de réglage : vis ergot et écrou moleté zingués
- Bague anti jeu
- Poignée Maginot
- 4 embouts 19x40 noir

Poids du produit :

**1,1 kg**

Date de 1ère mise sur le marché :

**Avant 1998**


**Version mise sur le marché : 09/01/18**

## Etiquetage produit

Vignette de remboursement




Vignette CE



547 bis



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000065	1	Poignée Maginot
2	E104005	1	Rallonge alu 545 adulte
3	A000003	1	Bague diam. 20 noire
4	E104011	1	Embase 547 adulte large
5	A001056	1	Vis TCB 5x25 + écrou tri-quadri
6	A000081	1	Embout diam. 20 EAZ noir
7	A000218	4	Embout 19x40 noir

Edition 9 – Janvier 2018



Siège social : Parc Eurasanté - 243, Rue Allendé  
59120 LOOS LEZ LILLE  
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50  
Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse  
B.P. 212  
24102 BERGERAC Cedex  
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50  
Fax : +33 (0)5 53 63 06 07