


Chaise garde-robe

Kélis



Une hygiène facilitée au quotidien

↷ Chaise garde-robe à roulettes **Kélis**

Une chaise mobile utile dans la chambre

- **Chaise mobile** confortable et stable grâce à ses roulettes de 12,5 cm de diamètre
- **Deux roues munies de freins** pour une **sécurité maximale**
- Le **seau** se retire à l'arrière et possède un **couvercle hermétique**
- **Accoudoirs escamotables** pour faciliter la sortie du patient



Caractéristiques

- Profondeur hors-tout : 85 cm
- Largeur hors-tout : 56 cm
- Profondeur d'assise : 44 cm
- Largeur d'assise : 44 cm
- Hauteur hors-tout : 98 cm
- Hauteur sol/siège percé : 52 cm
- Matière du châssis : acier
- Coloris : gris métallisé et bleu
- Poids total : 12,3 kg
- Poids maximal supporté : 130 kg

Référence	S 700 04000-BL18	Code ACL	34010 601 388 2 0
------------------	------------------	-----------------	-------------------



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.