

OPEN FIXE Chaise hygiénique



GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 130 KG

Les chaises **OPEN** possèdent des bras évasés pour faciliter le transfert, un grand dossier soutenant le dos et une assise rembourrée confortable et totalement amovible.


OPEN se décline en deux finitions, avec bouchon confort ou galette.

- > Sortie du seau par les côtés ou par le dessus
- > Châssis en acier traité époxy
- > Assise thermosoudée, accoudoirs bi-matières

COLORIS



Conditionnement :
Palette : 20 pc.



Assise amovible



Assise percée rembourrée




Sortie latérale du seau



Sortie du seau par le dessus

DIMENSIONS

Hauteur totale	A	86 cm
Largeur entre accoudoirs	B	50.5 cm
Largeur hors tout	C	60.5 cm
Hauteur accoudoirs/ sol	D	72 cm
Hauteur assise sol	E	52 cm
Hauteur assise+dossier	F	38 cm
Profondeur assise	G	40 cm
Profondeur hors tout	H	58 cm
Poids		6.6 kg
Ouverture de l'assise percée		21 cm x 25,5 cm



EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
300523	Open fixe Océan avec bouchon	3401078042331	3701127709070	Ancien code : 1243302 Nouveau code : 6273816
300511	Open fixe Grey avec bouchon	3701127704990	3701127704990	
300323	Open fixe Océan avec galette	3401048561466	3701127707335	102,62€
300311	Open fixe Grey avec galette	3701127704983	3701127704983	

