

FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR OU 2 MOTEURS

# Bruges

ASSISE GRAND CONFORT

## POINTS FORTS

- Existe en version 1 ou 2 moteurs.
- Un très grand confort d'assise grâce à l'association de ressorts « ensachés » posés sur des ressorts Nosag anti-affaissement recouverts par une épaisseur de mousse.
- Son dossier garni de fibres vous garantira un « accueil » confortable.
- Existe en version dos au mur (1 moteur), explications p9.

PETIT PRIX !  
CONFORT  
D'ASSISE  
MAXI !!!



1  
MOTEUR

GARANTIE  
2 ANS

2  
MOTEURS

MAXI  
UTILISATEUR  
100KG



MICROFIBRE R+  
(EXPLICATIONS PAGE 20)



Beige

Réf : 227-25  
Réf : 228-25 (2 moteurs)



Bronze

Réf : 227-21  
Réf : 228-21 (2 moteurs)



Brun

Réf : 227-26  
Réf : 228-26 (2 moteurs)



Gris Clair


Réf : 227-22  
Réf : 228-22 (2 moteurs)



Gris Foncé

Réf : 227-24  
Réf : 228-24 (2 moteurs)

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm (2 moteurs)



ECARTEMENT DU MUR : MINI 50 CM (55CM)

COMPATIBLE AVEC L'OPTION BATTERIE RECHARGEABLE POUR UN FONCTIONNEMENT « SANS FIL » (explications p 13).

TAILLE



>1.70m  
à 1.80m