

FAUTEUIL RELEVEUR 1 OU 2 MOTEURS

# Formentera

LE DESIGN A PETIT PRIX

2 MOTEURS  
1<sup>ER</sup> PRIX



GARANTIE  
**2 ANS**

**1**  
MOTEUR

**2**  
MOTEURS

**MAXI**  
UTILISATEUR  
**100KG**

**TISSU R+**  
(EXPLICATIONS PAGE 20)

Gris clair

Réf : 203-22  
204-22 (2 moteurs)


Gris foncé

Réf : 203-24  
204-24 (2 moteurs)

## POINTS FORTS

- Une hauteur et largeur d'assise facilitant « l'accès » des personnes de petite ou moyenne taille.
- Fauteuil « étroit » à très faible encombrement.
- Compatible avec l'option batterie pour un fonctionnement sans fil « apparent » (explications p 13)
- Existe en version 2 moteurs : 1 moteur pour le repose pieds et la fonction releveur et un moteur pour l'inclinaison du dossier. Vous pouvez ainsi faire varier indépendamment le dossier du repose jambes, pour une combinaison infinie de positions, jusqu'à VOTRE POSITION CONFORT favorite !

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm (2 moteurs)



ÉCARTEMENT DU MUR : MINI 50 CM

TAILLE

