

## Table de lit Corfou



- 1 plateau - 823125
- 2 plateaux - 823126
- Evolution - 823127

- **3 modèles selon besoin**
- **Equipé d'un vérin à gaz**
- **Réglable en hauteur d'une simple pression de la main**

### Table de lit Corfou standard :

Elle permet de déjeuner confortablement dans votre lit. Son piétement en U très pratique permet de vous approcher davantage de la table lorsque vous l'utilisez assis dans votre fauteuil préféré. Grâce à son vérin à gaz, vous pourrez l'ajuster en hauteur très facilement, sans effort. Structure acier avec peinture epoxy blanc. Plateau en panneau de particules décor bois clair. Equipée de 4 roulettes dont 2 à freins. Dimensions plateau : larg. 76 x prof. 38 x haut. 72 à 99,5 cm. Dimensions piétement : hors tout 69 x 37 cm. Largeur de passage 60,5 cm. Table pour le domicile. Ne convient pas à un usage intensif.

### Modèle 2 plateaux :

Celui-ci dispose d'un grand plateau inclinable jusqu'à 30° de chaque côté. Structure acier avec peinture epoxy blanc. Plateau en panneau de particules décor bois clair. Equipée de 4 roulettes dont 2 à freins. Dimensions grand plateau/petit plateau : larg. 56 / 20 x prof. 38 x haut. 72 à 99,5 cm. Dimensions piétement : hors tout 69 x 37 cm. Largeur de passage 60,5 cm. Table pour le domicile. Ne convient pas à un usage intensif.

### Modèle Evolution :

Cette évolution de la table de lit Corfou permet de l'utiliser sur un fauteuil standard, mais aussi sur un fauteuil releveur, grâce à sa base réglable en largeur. Elle dispose de 2 plateaux réglables en hauteur par un vérin à gaz. Le petit plateau fixe dispose d'une galerie pour éviter les chutes d'objets. Le grand plateau s'incline pour l'utiliser en position lecture. Structure acier avec peinture epoxy blanc. Plateau en panneau de particules décor bois clair. Equipée de 4 roulettes dont 2 à freins.

Dimensions grand plateau/petit plateau : larg. 56/20 x prof. 38 x haut. 72 à 99,5 cm. Largeur de passage : 60 à 78 cm. Table pour le domicile. Ne convient pas à un usage intensif.

### Variantes :

- 1 plateau
- 2 plateaux
- Evolution