

BLUE SEAT Tabouret de douche




Avec leur piètement aluminium réglable et leur assise revêtue d'un antidérapant souple, les sièges BLUE SEAT s'utilisent en toute sécurité dans la salle de bain.

Matériaux : aluminium, polypropylène.

- > Structure anticorrosion en aluminium anodisé légère et résistante
- > Assise perforée pour une meilleure évacuation de l'eau
- > Assise rembourrée pour plus de confort
- > Poignées latérales pour plus de sécurité
- > Réglable en hauteur
- > Ventouses antidérapantes

POIDS SUPPORTÉ 110 KG

Conditionnement :
Carton de regroupement : 4
Palette : 120



Ventouse incurvée

DIMENSIONS ET BOITE PRODUIT

Hauteur assise/sol	42,5/52,5 cm
Diamètre	ø 30,5 cm
Hauteur totale	42,5/52,5 cm
Encombrement plié	N/A
Encombrement hors tout	31,5 x 31,5 cm à 33,5 x 33,5 cm
Poids	1,94 kg



EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
528025	BLUE SEAT tabouret réglable avec assise rotative	3401054455285	3701127717020	Néant