

# Banjo



Simplicité et fonctionnalité pour  
toujours plus de confort



Ce rollator pliant offre de nombreux réglages et est tout particulièrement adapté pour une utilisation en extérieur. Pratique : un panier amovible et une tablette de chargement pour une utilisation au quotidien.

## Confortable et maniable

Il est équipé de poignées de poussée et de freins anatomiques pour une bonne prise en main lors de la marche ou lors du freinage. Les poignées sont réglables en hauteur de 710 à 980 mm pour s'adapter à tous types d'utilisateurs. Ce modèle est pliant.

## Caractéristiques et Options



### Panier amovible

Charge maxi 9 kg.  
Tablette en plastique très résistante et solide.



### Accroche-canne

Permet d'accéder facilement à la canne sans qu'elle ne vienne gêner l'utilisateur.



### Fonctionnel

Le **Banjo** dispose de série d'une tablette, d'un panier amovible et de l'accroche-canne.

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largeur hors-tout	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Hauteur d'assise	Largeur entre les poignées	Diamètre des roues	Poids net
600 mm	690 mm	440 mm	710 - 980 mm	610 mm	390 mm	190 mm	9 kg

Invacare **Banjo**

Poids max. utilisateur	Largeur plié
130 kg	260 mm

Invacare **Banjo**

## Coloris

RAL 9006



## Codes

1452442