



### Invacare **Adeo C407A**

**Cadre de toilette** en aluminium anodisé.

- Réglable en hauteur de 640 à 740 mm
- Larges accoudoirs pour un plus grand confort
- Peut être utilisé avec un réhausse WC

#### Pièces détachées

- ❶ Manchettes d'accoudoirs (la paire) C407-MA01A
- ❷ Embout Ø 25 mm UNIV-00001



### Invacare **Izzo H340**

**Cadre de toilettes et réhausse WC** avec un cadre en époxy.

- Assise réglable en hauteur de 450 à 550 mm
- Haute résistance contre la corrosion
- Accoudoirs escamotables
- Dossier amovible
- Seau: Ø 315 mm (ext.), 260 mm (int.), profondeur 160 mm
- Montage sans outils

#### Pièces détachées

- ❶ Lunette sans abattant H340-MA04A
- ❷ Abattant H340-MA03A
- ❸ Tube de dossier H340-MA01A
- ❹ Mousse d'accoudoir H340-MA02A
- ❺ Seau + couvercle H340-00004
- ❻ Embout Ø 28 mm H340-MA06A
- ❼ Bague antibruit H340-00007

## Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	<b>C407A</b>	<b>H340</b>
Poids (kg)	2	8,8
Poids max. utilisateur (kg)	100	100

**AQUATEC®**

Cadres de toilettes /  
Réhausse WC

**INVACARE**  
Yes, you can.®



### Aquatec **90 1470914, 1470915**

- Réhausse WC compatible avec tous les WC courants.
- Réhausse l'assise de 100 mm
  - Simplicité de fixation au WC (butée à l'avant et 2 cales latérales)
  - Grande stabilité grâce aux antidérapants
  - Facilité de nettoyage grâce à l'abattant amovible
  - Disponible avec abattant (réf. 1470914) et sans abattant (réf. 1470915)

#### Pièces détachées

- ❶ Abattant avec charnière 16224
- ❷ Set de deux cales de fixation et de réglage 16225
- ❸ Antidérapant (unité) 16508

### Aquatec **900 10128-10**

- Réhausse WC** ajustable en hauteur. Réhausse le WC de 60, 100 ou 150 mm. Facilité de transfert grâce aux accoudoirs relevables. Disponible sans accoudoirs (réf. 10129-10). Livré avec accoudoirs en standard.
- Nouveau :** Compatible désormais avec les cuvettes de toilette carrées et les WC suspendus.

- Abattant 70170,
- Tube portant l'abattant 72055,
- Clip 70162,
- Kit visserie de fixation 16565,
- Barre de fixation SP1643771,
- Vis 1470275,
- Croix de fixation (la paire) 70132,
- Accoudoirs (la paire) 10105-10-2,
- Manchettes d'accoudoirs 10158



### Aquatec **90000 8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121**

- Réhausse WC Confort. Idéal pour les WC suspendus, **Modèles différents :** Réhausse le WC de 20,60 ou 100mm, Facilité de montage et démontage, Simplicité de nettoyage. Disponible avec ou sans accoudoirs.

#### Pièces détachées

- ❶ Abattant 16796, ❷ Antidérapant (unité) 16508
- ❸ Clips 16798, ❹ Fixations 11073D

## Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	1470915	1470914	10128-10	8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121
Poids (kg)	1,1	1,6	5	
Poids max. utilisateur (kg)	225	225	120	150