

Rehausse avec accoudoirs Primo



- 811129

- **Accoudoirs relevables**

Notre rehausse Primo dispose de 2 accoudoirs relevables. Relevés, ils vous permettent de réaliser un transfert latéral facilement, et en position basse, ils vous permettent d'y prendre appui pour vous redresser des toilettes. La rehausse a une forme anatomique et une inclinaison vers l'avant pour votre confort. Elle se fixe fermement grâce à ses pattes de fixations arrières et son mécanisme de serrage à l'avant.

Polyéthylène haute densité et aluminium. Rehausse votre cuvette de 12,5 cm.

Poids maxi supporté : 130 kg