

REHAUSSE DE TOILETTE SOUPLISS'

REFERENCE 811126

Description : Nouvelle rehausse de toilettes Soupliss vous permet de rehausser votre cuvette de toilettes existante très facilement. Il suffit d'enfiler les gouttières sur la cuvette directement et c'est fixé. Le matériau en EVA souple permet d'accroître le confort d'assise. Surface imperméable et désinfectable pour un entretien facile. Gouttières profondes de 45 mm pour une tenue sur la cuvette irréprochable.

Avantages

- Rehausse WC ergonomique
- Parfaitement stable grâce à ses doubles lèvres de fixation
- Rehausse WC en mousse recouvert d'une peau étanche en PVC
- S'adapte sur tous les modèles
- Ergonomie de sa forme et qualité de mousse inégalé
- Entretien facile : liquide ménager non abrasif
- Mousse haute densité

Caractéristiques

Charge maximum : 185 kg.

Dimensions :

- Hauteur - Accoudoir : 72 cm à 83 cm.
- Hauteur - Assise : 62 cm.
- Hauteur - Assise : 47 cm.
- Hauteur - Dossier : 38 cm.
- Hauteur : 86 cm à 97 cm.
- Largeur - Entre accoudoirs : 51 cm.
- Largeur - Totale : 60,5 cm.
- Profondeur - Assise : 40 cm.
- Profondeur - Totale : 58 cm.

Poids : 2 kg.

Poids supporté : 130kg

Matières : Plastique : polyuréthane et revêtement PVC

Coloris : blanc

Garantie : 2 ans

Distributeur :

Identités

Rue de la Forgerie – ZA Pole 49

