

LET'S MOVE

Déambulateur fonctionnel et élégant



Let's Move gris

N°ARTICLE: TCLMO202

- Poids : 5,4 kg
- Prix : € 299
- Remboursement : € 185,06

- Assise pour se reposer
- Facile à replier
- Très maniable
- Sac inclus dans le prix




Let's Move noir

N°ARTICLE: TCLMO201

FICHE TECHNIQUE

- Poids: 5,4 kg
- Largeur: 58 cm
- Largeur de l'assise: 38 cm
- Hauteur: 78-93 cm
- Hauteur de l'assise : 60 cm
- Poids max: 130 kg
- Volume de sac : 25 litres
- Charge max du sac : 12 kg
- Diamètre des roues : 20 cm

ACCESSOIRES



N°ARTICLE: TCLFYTR0479

Plateau

■ Prix : € 38



N°ARTICLE: TCOUTST0162

Lampe

■ Prix : € 20



N°ARTICLE: TCOUTBBBL0123

Dossier en noir


■ Prix : € 38



N°ARTICLE: TCLM315

Porte canne

■ Prix : € 38



N°ARTICLE: TCOUTCB0125

Grand sac pour emporter le rollator en voyage

■ Prix : € 109

Mobio®

aides ergonomiques & design

Hillareststraat 20
9160 Lokeren

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL 09 328 77 23
FAX 09 296 11 05

BANQUE BE06 0017 5063 8822 | GEBABEBB
TVA BE0599 878 088