

+ Pratique pour les sorties fréquentes



20 kg

16 km



Le Travel est design

Enfin une qualité accessible

Le SmartChair Travel arbore un look qui sort de l'image traditionnelle du fauteuil roulant médical.

Ses courbes aériennes et épurées changent le regard autour de vous.

Léger et pratique

En intérieur comme en extérieur

- 20 kg
- Moteur coupleux de 10"
- Pliage sécurisé
- Partout avec vous, en voiture, en avion, en train...



SES ATOUTS

Simple et performant

Intuitif

Un joystick épuré au maximum permettant une conduite fluide, réactive et agréable.

- Dispositif anti-tremblement
- 5 vitesses
- Paramétrable par Bluetooth
- Pilotage à distance par Bluetooth



Pratique.

SmartRoll® : -40% d'effort !

En option*, les **SmartRoll®**. Deux petites roues qui permettent de le basculer dans le coffre de votre voiture.

Idéal pour limiter les efforts lors de la mise en coffre.

*Uniquement pour le SmartChair Travel



«Vous serez étonnés par ses performances.»



Confort de série

Dossier rembourré hérité de notre modèle premium EVO. Coussin de 5cm sur toile d'assise pour un meilleur amorti

Pratique.

Batterie amovible en 2s

La batterie Lithium de 2.5kg est amovible et facile d'accès. Située sous l'assise, il suffit de tirer sur l'attache pour la retirer et la recharger en toute simplicité.

